


טיפים לניקוי, בידוד והעשרה של חלבונים ו-DNA בנפחים קטנים

כיצד זה עובד?

דפנות הטיפים מצופות במדיה מטיפוסים שונים, מולקולות היעד נלכדות, נשטפות ומשוחררות בתהליך פיפטציה פשוט ויעיל




Unpurified sample drawn into NuTip™; target molecule binds

Impurities expelled; target molecules remain bound

Solvent releases bound target molecules; purified sample collected

Embedded micro-SPE cartridge



לרשותכם, מדיה מטיפוסים שונים לאפליקציות שונות

APPLICATION

MEDIA

Protein/Peptide Desalting	C18, C8, C4, Carbon, HILIC
Protein/Peptide Enrichment	C18, C8, C4, Carbon, Carbon + C18, HILIC, SAXWAX, SCX, WCX [TopTip only: Gel filtration]
Phosphopeptide Enrichment	TiO ₂ , ZrO ₂ , TiO ₂ +ZrO ₂
Glycoprotein/Glycopeptide Enrichment	SAX, Carbon, Carbon + C18, Borate, TiO ₂ [TopTip Only: ConA lectin, WGA lectin, Silica/POROS, Cellulose]
Antibody Enrichment	Protein A [TopTip only: Protein G]
Phospholipid Removal	TiO ₂ +ZrO ₂
Detergent Removal	SDS Removal media, HILIC

לפרטים ולהזמנות

www.tivanbiotech.com

עמית בקר: 054-2226019, פקס: 077-4701591

Email: customerservice@tivanbiotech.com