


עט HRP לרישום על ממברנות Western blot



נוח ופשוט לשימוש (מק"ט ACT-WP)

- סמן וכתוב ישירות על הממברנה, צייר את מיקום הסמנים, הוסף מילים ותאריכים והפוך את הסימנים לניראים לאחר פיתוח כימי של הפילים.
- משמש לציון מועד הניסוי, אופי הניסוי ומידע חשוב נוסף.
- מהיר ורגיש במיוחד - זיהוי בתוך כ 10 שניות.
- לשימוש עם סובסטרטים ל-HRP.
- תואם לשימוש ב-X-RAY או מצלמות CCD.
- ACT-WP WesternOne™ Marker Pen, HRP Marker for Western blot .chemiluminescent detection

לפרטים ולהזמנות

www.tivanbiotech.com

עמית בקר: 054-2226019, פקס: 077-4701591

Email: customerservice@tivanbiotech.com