



# מבחנות דיאליזה - אריזות ומספרים קטלוגיים

Midi, נפח עבודה מומלץ: 50-800 מיקרוליטר

מק"ט	מסי מבחנות באריזה	MWCO (kDa)
Midi-1-30	30 יחידות	1
Midi-3-30	30 יחידות	3.5
Midi-3-50	50 יחידות	
Midi-3-100	100 יחידות	
Midi-8-30	30 יחידות	6-8
Midi-8-50	50 יחידות	
Midi-8-100	100 יחידות	

Mini, נפח עבודה מומלץ: 10-250 מיקרוליטר

מק"ט	מסי מבחנות באריזה	MWCO* (kDa)
Mini-8-30	30 יחידות	6-8
Mini-8-50	50 יחידות	
Mini-8-100	100 יחידות	
Mini-12-30	30 יחידות	12-14
Mini-12-50	50 יחידות	
Mini-12-100	100 יחידות	
Mini-25-100	100 יחידות	25

Mega\*, נפח עבודה מומלץ: 3-20 מיליטר

מק"ט	מסי מבחנות באריזה	MWCO (kDa)
Mega-1-5	5 יחידות	1
Mega-1-10	10 יחידות	
Mega-3-30	30 יחידות	3.5
Mega-3-50	50 יחידות	
Mega-8-30	30 יחידות	6-8
Mega-8-50	50 יחידות	
Mega-12-50	50 יחידות	12-14
Mega-12-100	100 יחידות	

Maxi, נפח עבודה מומלץ: 1-3 מיליטר

מק"ט	מסי מבחנות באריזה	MWCO (kDa)
Maxi-3-30	30 יחידות	3.5
Maxi-3-50	50 יחידות	
Maxi-3-100	100 יחידות	
Maxi-8-30	30 יחידות	6-8
Maxi-8-50	50 יחידות	
Maxi-8-100	100 יחידות	
Maxi-12-30	30 יחידות	12-14
Maxi-12-50	50 יחידות	
Maxi-12-100	100 יחידות	
Maxi-25-50	50 יחידות	25
Maxi-25-100	100 יחידות	
Maxi-50-50	50 יחידות	50
Maxi-50-100	100 יחידות	

\* לבחירתכם מכסים מצמצמי נפח: 10, 15 ו-20 מ"ל



MWCO, Molecular Weight Cut-Off \*