

קולונות ריקות להטענת Beads לניקוי חלבונים

קולונות צנטריפוגה

הערות	יחידות באריזה	נפח קולונה	מס'
עם מבחנת איסוף, פקק אינטגרלי, 20µm Polypropylene	200, 100 יח'	850 מיקרוליטר	1
עם מבחנת איסוף, ללא פקק, 20µm Polypropylene	200, 100 יח'	850 מיקרוליטר	2
ללא מבחנת איסוף, פקק מתברג, 20µm Polypropylene	200, 100 יח'	700 מיקרוליטר	3
1,500-2,000 x g, Polypropylene swing-bucket rotor, 0.1-0.2µm	32, 16, 8 יח'	20 מ"ל	4

קולונות עם חיבור למזרק

Luer-lock, 35µm-ו-פקק מתברג, ללא מבחנת איסוף, 10µm	50, 25 יח'	800 מיקרוליטר	5
ללא מבחנת איסוף, 10µm	20, 10 יח'	1 מ"ל	6

קולונות גרוויטציה

ללא מבחנת איסוף, 20µm	20 יח'	1 מ"ל	7
ללא מבחנת איסוף, 20µm	100, 50, 20 יח'	12 מ"ל	8
ללא מבחנת איסוף, 20µm	100, 50, 20 יח'	35 מ"ל	9

קולונות למכשירי FPLC™

10µm, Polypropylene	10, 5 יח'	1 מ"ל	10
10µm, Acrylate	10, 5 יח'	5 מ"ל	11
10µm, Polypropylene	10, 5, 2 יח'	8 מ"ל	12
10µm, Polypropylene	2 יח'	30 מ"ל	13
10µm, Polypropylene	2 יח'	40 מ"ל	14
10µm, Polypropylene	2 יח'	80 מ"ל	15



לפרטים ולהזמנות

www.tivanbiotech.com

עמית בקר: 054-2226019, פקס: 077-4701591

Email: customerservice@tivanbiotech.com