

מבחנות דיאליזה - נפחים וחתכים

מבחנות דיאליזה מעוצבות ומותאמות לשימוש במגוון אפליקציות:

- דיאליזה או החלפת בופר
- ריכוז חלבונים
- הרחקת מזהמים
- ניקוי חומרי טבע

נפחי עבודה מומלצים



Mega 3-20 ml
Maxi 1-3 ml
Midi 50-800 μ l
Mini 10-250 μ l

לרשותכם מבחנות בחתכים ונפחים שונים
+ = Wet
+ = Dry

	1 kDa	3.5 kDa	6-8 kDa	12-14 kDa	25 kDa	50 kDa
Mini			+	+	+	
Midi	+	+	+			
Maxi		+	+	+	+	+
Mega	+	+	+	+		

פקקים מצמצמי נפח
למבחנות Mega להגברת
יעילות הדיאליזה



10 ml 15 ml 20 ml

הטענה נוחה של דוגמאות



דיאליזה סימולטנית
של מספר דוגמאות



מס' מבחנות במצוף: Mini - 9 מבחנות
Midi - 4 מבחנות
Maxi - 7 מבחנות
Mega - מבחנה אחת